



საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ლ. საყვარელიძის სახელობის

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

National center for Disease Control & Public Health



KA030622795153020

საქართველო, ქ. თბილისი, 0198, კახეთის გზატკეცილი N99; ტელ: (+995 32) 2192595; ცხელი ხაზი: 116001
Kakheti Highway N99, 0198, Tbilisi, Georgia; Tel: (995-32) 2192595; Hot line: 116001; E-mail: ncde@ncdc.ge

#06/1280

14 / აპრილი / 2020 წ.

შპს „გეოდს“-ს დირექტორს
ბატონ დავით დონაძეს

ბატონო დავით,

სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში განხილულ იქნა თქვენი განცხადება და წარმოდგენილი დოკუმენტები ესპანეთში, კომპანია „KLORMED SL“-ის მიერ წარმოებული სადემინფექციო საშუალება „Ymed Forte“-ის დარეგისტრირების შესახებ.

- ინფორმაცია სადემინფექციო საშუალების გამოყენების სფეროს, წესებისა და პირობების შესახებ.
- მწარმოებელი ქვეყნის უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული წარმომბობისა და უსაფრთხოების დამადასტურებელი დოკუმენტები.
- დასკვნა საშუალების მადემინფიცირებელი ეფექტის შესახებ.

ასევე გაცნობებთ, რომ ბაქტერიებისა და ვირუსების ეროვნული კოლექციის (საცავი) ლაბორატორიაში, თქვენი განცხადების საფუძველზე, შემოწმებულ იქნა სადემინფექციო საშუალება „Ymed Forte“-ს მადემინფიცირებელი ეფექტი *S.aureus* ATCC 25923, *P.aeruginosa* ATCC 27853, *Enterococcus hirae* ATCC 10541, *B.subtilis* ATCC 6633 და *B.cereus* ATCC 4342) შტამებით. სადემინფექციო საშუალება ანოტაციებში მითითებული ექსპოზიციით უზრუნველყოფს ზემოაღნიშნული მიკრობების გაუვნებლობას და შესაძლებელია მისი გამოყენება მეთოდური რეკომენდაციის შესაბამისად. წარმოდგენილი დოკუმენტების თანახმად, „Ymed Forte“ წარმოადგენს თანამედროვე მულტიფუნქციურ სადემინფექციო საშუალებას, რომელიც გამოიყენება კრიტიკული (სამედიცინო, სტომატოლოგიური, ენდოსკოპები, ლაბორატორიული და სხვა), ნახევრადკრიტიკული და არაკრიტიკული ჯგუფის სამედიცინო დანიშნულების საგნებისა და აღჭურვილობის, ზედაპირების და თეთრეულის რეცხვის, დემინფექციისა და სტერილიზაციისათვის.

გამოყენების მეთოდი

„Ymed Forte“ თეთრი ფერის აბებია, რომელიც იხსნება წყალში. გამოყენების წინ მზადდება შუშის, ემალის ან პლასტმასის ჭურჭელში ტაბლეტები იხსნება წყალში. ძირითადი მოქმედი ნივთიერებაა ნატრიუმის დიქლოროცინანურატი, რომელშიც თავისუფალი ქლორის შემცველობა არის 60%-მდე. ემატება შეთავსებადი სარეცხი საშუალება. ეს არის მაღალი შესაძლებლობის მქონე კომბინაცია, დემინფექტანტისა და სარეცხი საშუალების ერთ აბში. არ ტოვებს სუნს, არ აზიანებს კანს.

მწარმოებლის მეთოდური რეკომენდაციის შესაბამისად. ხელსაწყო-იარაღების დემინფექციას აწარმოებენ ხსნარში ჩაძირვით, ხსნარში ათავსებენ დაშლილ მდგომარეობაში. დემინფექციის დროს არხები და ღრუები უნდა იყოს სავსე ხსნარით (ჰაერის საცობების გარეშე). სადემინფექციო ხსნარი ზედაპირს უნდა ფარავდეს არა ნაკლებ 2 სმ-სა. საშუალო ხსნარის რაოდენობა გამოითვლება საშუალოს მოცულობისა და ცალკეული სამედიცინო დანიშნულების საგნებისა ან კომპლექტების რაოდენობის საფუძველზე. იმის გათვალისწინებით, რომ საგანი მთლიანად უნდა დაიფაროს და მოთავსდეს სადემინფექციო ხსნარში. ხსნარით კრიტიკული და ნახევრადკრიტიკული ჯგუფის ობიექტების სამედიცინო ინსტრუმენტებისა და მოწყობილობების დემინფექციას, ენდოსკოპების მაღალი დონის დემინფექციისა და სტერილიზაციის რეჟიმები მითითებულია მწარმოებლის მეთოდურ რეკომენდაციებში.

საშუალო ხსნარის %	საშუალო ხსნარი (ppm)	გამოყენება	აბების რაოდენობა	წყლის რაოდენობა (ლიტრი)
0,03	300	ინსტრუმენტების რეცხვა	1	5

0,015	150	სუფთა ზედაპირის მქონე ინსტრუმენტებისა და ზედაპირების დეზინფექცია	1	10,0
0,1	1000	უტილიზაციის კონტეინერებში გამოსაყენებლად	1	3
0,15	1500	ქიმიური სტერილიზაცია	1	1
0,3	3000	დაჩქარებული სტერილიზაცია	1	0,5

საშუალებას ახასიათებს მიკროორგანიზმებზე ზემოქმედების უნიკალური შესაძლებლობები. არის ნაკლებქაფიანი და გამოირჩევა წმენდისა და რეცხვის დიდი ეფექტურობით. მომზადებული საშუალო ხსნარი ვარგისია 72 საათის განმავლობაში, ხოლო კონტეინერში ინახება აბები 3 წლის განმავლობაში.

უსაფრთხოების წესები

„Ymed Forte“ სადეზინფექციო ხსნარის გამოყენებისას აუცილებელია პერსონალმა გამოიყენოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები და დაიცვას უსაფრთხოების წესები. არ დაუშვან ხსნარის ლორწოვან გარსებზე შემთხვევითი მოხვედრა.

შეფუთვა და ეტიკეტირება, შენახვის ვადები და პირობები

სადეზინფექციო საშუალება დაფასოებულია ქარხნული წესით, ინახება მწარმოებლის მიერ შეფუთვით სითბოსა და აალების, სინათლისათვის მიუწვდომელ ადგილზე.

შემომტანი

შპს „გეოდსდ“, ვაშლიჯვარი, მე-3 ზონა, მე-7 კორპუსი, ბ#42, თბილისი, 0159, საქართველო.

ტელ: +995 577 11 26 88; +995599236330;

ელ-ფოსტა: klormedgeorgia@gmail.com

მწარმოებელი

კომპანია „KLORMED SL“ ქ. ალიკანტე, ესპანეთი.

პიგიენური დასკვნა

„Ymed Forte“ წარმოადგენს თანამედროვე მულტიფუნქციურ სადეზინფექციო საშუალებას, რომელიც გამოიყენება კრიტიკული (სამედიცინო, სტომატოლოგიური, ენდოსკოპები, ლაბორატორიული და სხვა), ნახევრადკრიტიკული და არაკრიტიკული ჯგუფის სამედიცინო დანიშნულების საგნებისა და აღჭურვილობის, ზედაპირების და თეთრეულის რეცხვის, დეზინფექციისა და სტერილიზაციისათვის სამედიცინო დანესებულებებსა და საგანმანათლებლო, კომუნალური დანიშნულების ობიექტებში მწამოვლის მეთოდური რეკომენდაციების შესაბამისად.

პატივისცემით,

გენერალური დირექტორის მოადგილე

ხელმოწერილია/
შტამბასმულია
ელმოწერილად



ირმა ხონელიძე